



## Diamanten 883

Packung 5 Stück schwarz super grob, FG, Figur 146 Zylinder rund, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 40171  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 37,70**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten schwarz super grob, FG, Figur 146 Zylinder rund, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, rund
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 018 - 250.000 U/min.