



Sinterdiamanten 53

Stück schwarz supergrob, HP, Figur 274 spitz, 12 mm, ISO 050



Artikelnr.: 40631
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 36 mm
Länge: 68 mm

€ 30,14

Zzgl. MwSt.

Stück Diamant schwarz supergrob, HP, Figur 274 spitz, 12 mm, ISO 050

Immer neue Werkstoffe erfordern verbesserte Instrumente zur Bearbeitung. Dabei sollte ein solches Instrument möglichst universell für viele Materialien einsetzbar sein. Sinterdiamanten bieten in der Zahntechnik Zeit- und Kostenvorteile bei jeder Anwendung. Im Gegensatz zu galvanischen Schleifern, die nur mit einer Diamantschicht belegt sind, bestehen Sinterdiamanten durch und durch aus Diamanten, die von einer Metallverbindung gehalten werden. Die für Sinterdiamanten verwendete Diamantqualität und die Spezial-Metallbindung garantieren ideale Schleifergebnisse.

- Optimale Drehzahl 20.000-25.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik