



## Diamantschleifer 001

Stück RA, Figur 001, ISO 018



Artikelnr.: 40728  
Hersteller: Horico  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 10 mm  
Länge: 30 mm

**€ 5,78**

Zzgl. MwSt.

### Stück Schleifer RA, Figur 001, ISO 018

Für Schleifer bis Durchmesser 005-016:

Endodontie - Pulpa-Behandlung der Milchzahn Molaren und der bleibenden Zähne, Kronen und Brücken - Metall-Keramik Kronen, Vollkeramikronen, Inlay- und Onlay-Versorgungen, Porzellanlaminatverblendungen, Zahnrestauration - Komposit-Restaurationen, Kariesdiagnostik, Amalgamrestaurationen, Kinderzahnmedizin - Kompositrestaurationen für Milchzähne.

001L - Instrumente für minimalinvasive Präparationen.

Drehzahl (ISO 005 - 014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min., Drehzahl (ISO 025-045) 120.000 U/min.

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )