



LM WHO Sonde-Parodontometer

Stück Figur 550B, einendig, hellblau, LM-ErgoMax™ Griff



Artikelnr.: 41594
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 15 mm
Breite: 50 mm
Länge: 190 mm

€ 39,57

Zzgl. MwSt.

Stück Sonde Figur 550B, einendig, hellblau, LM-ErgoMax™ Griff

Für die Diagnose von Zahnstein und Karies, das Abtasten von Taschen, Restaurationen und Furkationen. LM Sonden (Explorer) sind außergewöhnlich belastbar. Sie werden aus einem speziellen Metall gefertigt, das ein sehr präzises Spitzendesign ermöglicht somit ein besseres taktiles Gefühl bietet.

LM-ErgoSense®

Das Design mit dem größeren Durchmesser bietet eine sensationelle Griffigkeit, die sich in wissenschaftlichen klinischen Tests als ergonomisch und effizient erwiesen hat. Der einzigartig intelligente Griff ist optional mit RFID-Chip erhältlich. Durch die Kompatibilität mit dem LM Dental Tracking System™ bieten sich viele Möglichkeiten, das Bestandsmanagement und die Patientensicherheit zu verbessern.

LM-ErgoMax™

Klassisches ergonomisches Design. Sie sind für alle klinischen Behandlungen geeignet und garantieren eine ausgezeichnete taktile Sensitivität und einen entspannten Griff.

LM-ErgoNorm™

Bewährter dünnerer Handgriff mit elastischer Silikonbeschichtung und Konturierung für einen komfortablen und rutschfesten Griff. Instrumente mit LM-ErgoNorm™-Griff sind gut für leichte klinische Eingriffe geeignet.