



Omni Multicut

Packung 5 Stück 2 x violett, FG, Figur 138, 2,1 mm, ISO 012



Artikelnr.: 41658
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 18,99

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronentrenner 2 x violett, FG, Figur 138, Kopflänge: 2,1 mm, ISO 012

HM-Kronentrenner mit neuartiger Multicut-Verzahnung. Trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang - einfach und schnell. Kronentrenner für alle Metalllegierungen, Titan und Verblendungen aus niedrigschmelzender Keramik und Komposit. Diese Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramik-Restaurationen aus extrem harter Keramik, wie z. B. Zirkonoxyd verwendet werden.

- Kronentrennen
- Mit Wasserspray benutzen

- Drehzahl 120.000 - 160.000 U/min.