




Aluminiumoxyd

Kanister 4,5 kg weiß, 88 - 125 µm, Körnung 100



Artikelnr.: 42026
Hersteller: Dentaurum
Gewicht: 4.453 kg
Höhe: 236 mm
Breite: 119 mm
Länge: 159 mm

€ 41,24

Zzgl. MwSt.

Kanister 4,5 kg weiß, 88 - 125 µm, Körnung 100

Hartes, kantiges, verschleißfestes Korn für intensive, schnelle Reinigung. Zum Entfernen von Einbettmasse in Umlauf-Strahlgeräten. Zur Oberflächenkonditionierung bei Metalloberflächen. 99,6 % Aluminiumoxid (Edelkorund) Al₂O₃.