



## Arterienklemmen nach Halsted-Mosquito

Stück H3, 12 cm, gebogen

---



Artikelnr.: 42090  
Hersteller: Hu-Friedy  
Gewicht: 0.029 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 80 mm  
Länge: 194 mm

**€ 31,94**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Arterienklemme H3, 12 cm, gebogen

Mehrweckinstrumente zum Abklemmen von Blutgefäßen, zum Entfernen kleiner Wurzelspitzen und zum Aufnehmen loser Objekte. Auch kann der Mukoperiostlappen durch einen Faden und das Gewicht der Arterienklemme schonend vom Operationsgebiet weggehalten werden, um während der Operation eine optimale Schicht zu gewährleisten.