



Variety Dehnschrauben

Stück Schraubenkörper 9,6 mm, Edelstahl, Maximale Dehnung 12,0 mm, Retentionsarme gerade



Artikelnr.: 42273
Hersteller: Dentaforum
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 93 mm
Länge: 144 mm

€ 51,72

Zzgl. MwSt.

Stück Schraubenkörper 9,6 mm, Edelstahl, Maximale Dehnung 12,0 mm, Retentionsarme gerade

In erster Linie zur festsitzenden Behandlung von Fehlstellungen im Unterkiefer wie z. B. Distalisation, Mesialisation oder Lückenschluss durch Bewegung von Einzelzähnen. Auch für die frühe Gaumennahterweiterung im Oberkiefer geeignet.

Kleine Einbaumaße mit maximal möglichem Dehnweg, lotfrei. Bruchstabile Retentionsarme und stabile Führung über den gesamten Dehnweg. Schraubensicherung verhindert selbstständiges Zurückdrehen. Drehrichtungspfeil und maximaler Dehnweg auf dem Schraubenkörper gut sichtbar aufgelasert. Drahtfixierung nach der gewünschten Öffnung möglich.