



## Scaler AC

Stück DB349R, 165 mm, für Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal, doppelendig

---



Artikelnr.: 42336  
Hersteller: Aesculap  
Gewicht: 0.049 kg  
Höhe: 21 mm  
Breite: 55 mm  
Länge: 211 mm

**€ 32,92**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Scaler DB349R, 165 mm, für Frontzähne, Prämolaren, Molaren, universal, doppelendig

Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff
- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet