



## Scaler nach Jacquette AC

Stück DB393R, 170 mm, für Frontzähne, universal, doppelendig



Artikelnr.: 42570  
Hersteller: Aesculap  
Gewicht: 0.021 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 25 mm  
Länge: 183 mm

**€ 44,48**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Scaler DB393R, 170 mm, für Frontzähne, universal, doppelendig

Anatomic Colours.

- Anatomischer High-Tech-Griff
- Extra leicht und "griffig" für ermüdungsfreies Arbeiten
- Farbcodierung für schnelles, übersichtlicheres Arbeiten
- Für Dampfsterilisation 134 °C (Autoklav) und Heißluftsterilisation 240 °C geeignet