



## monoprint supra

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Artikelnr.: 42615  
Hersteller: DETAX  
Gewicht: 0.286 kg  
Höhe: 128 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 104 mm

**€ 54,89**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon, 6 Mischkanülen

VPS Transfersilikon Monophase, mittlere Konsistenz, mit aktivierter Oberfläche, speziell für die Implantologie und Fixierungsabformung bei kombinierter Prothetik. Fließfähige, thixotrope Einstellung für leichtes Umfließen der Pfosten. Sichere Fixierung der Transferhilfsteile durch schnellen Aufbau der Härte bereits bei Abbindeende, thermosensitives Abinerverhalten. Leichte Mundentnahme, hohes Rückstellvermögen. Jetzt auch in der 5:1 Hartkartusche für dynamische Mischgeräte. Endhärte ca. 70 Shore A, Farbe: Base neongelb, Katalysator weiß 1:1.