



## SERALON®

Packung 24 Stück blau, 50 cm, DS-15, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, 15 mm, USP 5/0

---



Artikelnr.: 43577  
Hersteller: SERAG Wiessner  
Gewicht: 0.181 kg  
Höhe: 67 mm  
Breite: 123 mm  
Länge: 144 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 24 Folien blau, Fadenlänge: 50 cm, DS-15, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, Bogenlänge: 15 mm, USP 5/0

SERALON® ist ein Polyamidfaden, der vergleichsweise zu herkömmlichem monofilem Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig ist.

Besondere Eigenschaften:

- Geeigneter Hautfaden
- Gute Gleitfähigkeit
- Hohe Linear- und Knotenreißkraft
- PA - Polyamid
- Monofil, nicht resorbierbar