



## Splint-Box

Packung 20 Boxen

---



Artikelnr.: 44349  
Hersteller: ERKODENT  
Gewicht: 0.744 kg  
Höhe: 98 mm  
Breite: 173 mm  
Länge: 254 mm

**€ 35,04**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 20 Boxen

Aufbewahrungsbox für Schienen. Innenhöhe 25 mm. Anwendungsbereich: Knirscherschienen, Bleachingschienen, Retainer, usw.