



Signum® cre-active®

Set



Artikelnr.: 44404

Hersteller: Kulzer

Gewicht: 0.5 kg

€ 255,59

Zzgl. MwSt.

Set 8 x 3 g Signum cre-active (white, polar, umbra, corn, mango, caramel, maroon, black), 2 x 3 g Signum cre-active transparent (T1, T2), 20 Kanülen und Kappen 1,2 mm, 5 Kanülen 1,87 mm

Mit unseren *Signum cre-active®* Malfarben erzielen Sie individuelle Charakterisierungen. Das vielfältige Farbangebot der Signum cre-active Colorfluids erlaubt Ihnen, Restaurationen perfekt an die Nachbarzähne anzugleichen. Die Colorfluids werden direkt auf die ausgehärtete Kompositoberfläche aufgetragen und polymerisiert. Signum cre-active ist das Kreativmodul zum Charakterisieren und hilft Ihnen beim Einlegen von markanten Details wie Kalkflecken, Schmelzrissen, Alterungen oder Abrasionseffekten. *Signum cre-active®* rundet die Verarbeitung mit den Signum Verblendmaterialien Signum composite, Signum ceramis und Signum matrix kompatibel ab. Modifikationen von Prothesenzähnen sind ebenfalls möglich.