



## Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann C162

Packung 3 Stück FG XL, Figur 408, 9 mm, ISO 016



Artikelnr.: 44624  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 80 mm

**€ 38,28**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Fräser FG XL, Figur 408, Kopflänge: 9 mm, ISO 016

LINDEMANN Knochenfräser.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl opt. 3.000 U/min.
- Drehzahl Schaft FG XL (316) - 160.000 U/min.