



## HM-Fräser Schliff 20

Stück Kreuzverzahnung, rot fein, HP, Figur 198, 8 mm, ISO 016



Artikelnr.: 44829  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 38 mm  
Länge: 70 mm

**€ 8,36**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Fräser Kreuzverzahnung, rot fein, HP, Figur 198, Kopflänge: 8 mm, ISO 016

Für alle Dentalmaterialien geeignet. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.