



Super-Bite®

Packung 4 Filmhalter mit Ring Anterior, 1 Zentrierhilfe



Artikelnr.: 45244
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.207 kg
Höhe: 73 mm
Breite: 189 mm
Länge: 215 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Filmhalter mit Ring Anterior, 1 Zentrierhilfe

Super-Bite® ist für periapikale Röntgenaufnahmen von Front- und Seitenzähnen indiziert. Das Super-Bite System besteht aus zwei Filmhalter (Anterior, grün und Posterior, rot) für die Anwendung in allen vier Quadranten. Die Super-Bite Röntgenfilmhalter ermöglichen auch für unterschiedliche Film- und Speicherfolienhalter perfekten Halt. Autoklavierbar bei 134 °C für mindestens 3 Min.