



LUXIVATOR gebogen 5mm St

Stück 4 mm, gerade



Artikelnr.: 45436
Hersteller: Carl Martin
Gewicht: 0.066 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 71 mm
Länge: 225 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Luxivator 4 mm, gerade

Instrumente zum Durchtrennen der zahnfixierenden Ligamente. Die sehr flache und scharfkantige Form der Arbeitsenden erlaubt ein schonendes Eindringen in den Parodontalspalt. Hier wird der *LUXIVATOR* in ausschließlich rotierender und schneidender Bewegung eingesetzt und dadurch die Alveole schonend erweitert.