



Laborsil pro 70

Packung 2 x 750 g Dosen inklusive Dosierlöffel



Artikelnr.: 45444

Hersteller: Dreve Dentamid

Gewicht: 1.724 kg

Höhe: 100 mm

Breite: 116 mm

Länge: 226 mm

€ 28,73

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 750 g Dosen Silikon inklusive Dosierlöffel

Knetbares Laborputty mit der Shorehärte 70 Shore A Endhärte aus additionsvernetzendem Silikon.

Eigenschaften

- Einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar
- Geschmeidige, klebfreie Anfangskonsistenz
- Hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe
- Kochfest bis > 200 °C

Einsatzgebiete: Vowälle, Einbett- und Isoliermaterial für Kunststoffzähne bei der Kuvettentechnik, Kontrollschlüssel.