



## Laborsil pro 90

Packung 750 g Dosen Komponente A, 750 g Komponente B

---



Artikelnr.: 45501  
Hersteller: Dreve Dentamid  
Gewicht: 1.724 kg  
Höhe: 100 mm  
Breite: 116 mm  
Länge: 226 mm

**€ 28,73**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 750 g Dosen Komponente A, 750 g Komponente B

Knetbares Laborputty mit der Shorehärte 90 Shore A Endhärte aus additionsvernetzendem Silikon. Bietet eine schnelle und bruchresistente Alternative zur Verwendung von Gips.

Eigenschaften

- Einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar
- Geschmeidige, klebfreie Anfangskonsistenz
- Hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe
- Kochfest bis > 200 °C

Einsatzgebiete: Vowälle, Einbett- und Isoliermaterial für Kunststoffzähne bei der Kuvettentechnik, Kontrollschlüssel, Bissfixierung, Modelle für Reparaturen und Erweiterungen.