



GumQuick

Set



Artikelnr.: 45610
Hersteller: Dreve Dentamid
Gewicht: 0.282 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 93 mm
Länge: 133 mm

€ 37,93

Zzgl. MwSt.

Set 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon, 12 Mischkanülen, 10 ml DuoSep

Additionsvernetzendes Silikon zur Herstellung flexibler Zahnfleischmasken. Das Fließverhalten von *GumQuick* ermöglicht ein punktgenaues Arbeiten mit hervorragender Detailgenauigkeit. Das dem Set beigegefügte Isoliermittel DuoSep erlaubt auch eine direkte Maskenherstellung in der Abformung.

Eigenschaften

- Zahnfleischähnliche Einfärbung
- Optimale Fließeigenschaften
- Schrumpffrei
- Lagerungsstabil
- Sehr gute Dehn- und Reißfestigkeitswerte