



PCA T-Bands

Packung 100 Stück schmal, gerade, Stahl



Artikelnr.: 45723
Hersteller: PULPDENT
Gewicht: 0.043 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 75 mm
Länge: 95 mm

€ 14,09

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Bänder schmal, gerade, Stahl

Diese in sich geschlossenen Matrizenstreifen benötigen keine Matrizenhalter. T-Bands sind aus weichem, anpassungsfähigem Messingoder Edelstahl-Matrizenmaterial (0,002"/0,05 mm dick) und gerade, gebogen, schmal (5/32?), breit (1/4?) und als Sortiment erhältlich. T-Bands sind besonders für den Einsatz in der pädiatrischen Zahnmedizin beliebt.