



## Silikonpolierer

Packung 12 Stück unmontiert, weiß grob, Linse, Ø 22 x 4 mm

---



Artikelnr.: 45915  
Hersteller: Becht  
Gewicht: 0.034 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 53 mm  
Länge: 66 mm

**€ 5,32**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 12 Polierer unmontiert, weiß grob, Linse, Ø 22 x 4 mm

weiß: Politur von Keramik, Composites, Edelmetall und Kunststoffen. 4.000 - 10.000 U/min.

blau: Vorpolitur Edelmetall/NEM/Modellguss. 7.000 - 12.000 U/min.