



Krontrenner 7RX

Packung 5 Stück Diamantverz., blau, FG, Figur 194, 5 mm, ISO 014



Artikelnr.: 45991
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.004 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 32,66

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Krontrenner Diamantverzahnung, blau, FG, Figur 194, Kopflänge: 5 mm, ISO 014

Spezialinstrumente zum trennen von Kronen und Brücken. Krontrenner sind heute eines der wichtigsten Instrumente in der Zahnarztpraxis. Dabei stellt die Vielzahl unterschiedlicher Restaurationsmaterialien eine ebenso große Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an die Krontrennung. Ein schnelles, problemloses und nicht zuletzt auch wirtschaftliches Auftrennen von Kronen und Brücken erfordert hochqualitative Instrumente, die speziell an die Eigenschaften der Restaurationsmaterialien angepasst sind, um die Entfernung besonders effizient zu gestalten. Daher bietet MEISINGER für jedes Material den optimalen Krontrenner. Alle Instrumente sind Spezialisten auf ihrem jeweiligen Anwendungsgebiet und überzeugen mit hoher Stabilität, bester Schneidleistung und Langlebigkeit.

Anwendungshinweise:

- Bearbeitungswinkel von etwa 45°
- Optimale Drehzahl von etwa 160.000 U/min.
- Einsatz im roten Winkelstück mit geringem Anpressdruck
- Besonders harte Metalle, NEM-Legierungen und Verblendkeramik