



## Watterollenbehälter

Stück mit Trennscheiben, opak



Artikelnr.: 46130  
Hersteller: Becht  
Gewicht: 0.576 kg  
Höhe: 91 mm  
Breite: 119 mm  
Länge: 212 mm

**€ 80,64**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Behälter mit Trennscheiben, opak

*Watterollenbehälter* für die hygienische Aufbewahrung von Watterollen unterschiedlicher Größe.

Watte, Watterollen oder Wattepellets – perfekt verpackt: Unsere hochwertigen Systeme bieten Ihnen viele Möglichkeiten. Sie bestehen aus solidem Acrylglas, sind form- und wärmebeständig bis 90 °C, verfügen über eine erstaunlich kompakte Größe von 181 x 109 x 80 mm. Ein überstehender Deckel ermöglicht die Einhandbedienung. Und nach RKI-Richtlinie sind unsere Systeme optimal geeignet für den Einsatz in Patientennähe.