



Papierspitzen weiß

Packung 200 Stück ISO 025



Artikelnr.: 46331
Hersteller: Becht
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 13 mm
Breite: 42 mm
Länge: 68 mm

€ 3,66

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Papierspitzen ISO 025

Extrem saugfähig und faserfrei überzeugen die Papierspitzen mit optimaler Festigkeit und glatter Oberfläche. Hergestellt nach ISO-Norm mit 28 mm Länge. Folienversiegelung und Gammasterilisation erfüllen die strengen Anforderungen der Behandlungshygiene.