



# GERL.

## HYGENIC® Dental Dam Klammern

Stück Klammer ohne Flügel für Prämolaren, UK, W2A



Artikelnr.: 46423  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.002 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 104 mm  
Länge: 104 mm

**€ 14,17**

Zzgl. MwSt.

**Stück** Klammer ohne Flügel für Prämolaren, UK, W2A

Der Kofferdam wird ausserhalb der Mundhöhle in die Flügel eingehängt und gemeinsam mit der Klammer im Mund platziert. Anschliessend wird der Gummi mit einem Instrument über die zentralen Flügel unter die Klammer geschoben.