

hf1 Surg bipolar m.Zubehör Set

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 47039

Hersteller: Hager & Werken

Gewicht: 0.5 kg

€ 3.129,28

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgiegerät inklusive 2 autoklavierbaren Handstücken, Fußanlasser, 6 Elektrodenansätze (Nr. 40, 2, 15, 13, 31, 33), Neutralelektrode

Tragbares Universal-HF-Chirurgiegerät.

- Voreingestellte Programme für alle Anwendungsmöglichkeiten
- Zusätzliche Möglichkeit zur individuellen Programmierung
- Serienmäßig mit Anschlussmöglichkeit für eine Bipolar-Pinzette
- Höchstmögliche Funktionalität und Hygiene
- Touchscreen-Monitor für einfache Handhabung und Programmauswahl
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Handstücke mit auswechselbaren Elektroden (farbcodiert):
Schneid- und Schneid-/Koagulationswelle (gelb), Koagulationswelle (blau)
- Die drei Frequenzformen ermöglichen alle Behandlungsarten: Schneiden, Schneiden mit Koagulation zur Blutstillung, Koagulation ohne Schneidewirkung, Koagulation impulsweise zum schonenden Verschweißen kleiner Gewebeteile
- Automatische Spannungsregelung
- Frequenz + Leistung: Mono- und bipolar. Permanent/gepulst
- HF-bipolar Pinzette muss zusätzlich bestellt werden