



Diamanten 808

Packung 5 Stück Standard, HP, Figur 014 umgekehrter Kegel, 0,8 mm, ISO 023



Artikelnr.: 47216
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 23 mm
Länge: 49 mm

€ 8,33

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten Standard, HP, Figur 014 umgekehrter Kegel, Kopflänge: 0,8 mm, ISO 023

Diamantinstrumente für präzise Arbeitsergebnisse. Für optimalen Materialabtrag und feine Oberflächengüte. Hohe Standzeiten und Schneidleistungen beim Bearbeiten und Separieren von Keramik, Verblendkunststoffen und Modellwerkstoffen durch optimal abgestimmte Diamantkörnungen und Instrumenteformen. Instrumente speziell auf die jeweiligen Werkstoffe und Arbeiten abgestimmt.

- 2 x schwarz (4) - extra grob
- schwarz (5) - supergrob
- grün (6) - grob
- ohne Ringmarkierung - Standard
- rot (8) - fein
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik