



LiquidSteel PolyFill Plasma+ tropfenförmiger Stopfer St

Stück Breite 1,0 / 0,7 mm, tropfenförmig, LiquidSteel Griff



Artikelnr.: 47388
Hersteller: Carl Martin
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 44 mm
Länge: 227 mm

€ 22,48

Zzgl. MwSt.

Stück Stopfer Breite 1,0 / 0,7 mm, tropfenförmig, LiquidSteel Griff

PolyFill Plasma+

- TITAN OXID Beschichtung
- NANO kristalline Oberflächenstruktur im PLASMA PVD² Verfahren
- Superhydrophob (Lotusblüteneffekt)
- Dunkelblaues Arbeitsende für perfekten Kontrast zum Füllungsmaterial
- ANTI Haft für alle Composite
- Extrem harte und kratzfeste Oberfläche
- Biokompatibel
- Autoklavierbar · thermodesinfizierbar

² PVD = Physical vapor deposition