



GC Initial™ MC Shoulder Liquid

Flasche 50 ml Shoulder Liquid



Artikelnr.: 47610
Hersteller: GC
Gewicht: 0.091 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 40 mm
Länge: 40 mm

€ 18,83

Zzgl. MwSt.

Flasche 50 ml Shoulder Liquid

Um die Verarbeitung von Initial™ MC und Zr-FS Keramikmassen komfortabler zu gestalten ergänzt GC die bestehenden Modellierflüssigkeiten von Initial™ MC und Initial™ ZR-FS um die neue Initial Modellierflüssigkeit Plus. Die optimierten Handlungseigenschaften führen zu höherer Standfestigkeit und längerer Verarbeitungszeit. Die Schrumpfung beim Brand wird weiter reduziert.

- Höhere Standfestigkeit
- Längere Verarbeitungszeit
- Verhindert starkes Schrumpfen der Keramik beim Brand
- Ermöglicht gezielteres Schichten