



GERL.


transcodent™ Einmal-Injektionskanülen Luer

Packung 100 Stück orange, G25, 0,5 x 42 mm

Artikelnr.: 48058
Hersteller: medmix
Gewicht: 0.154 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 80 mm
Länge: 191 mm

€ 5,71

Zzgl. MwSt.



Packung 100 Kanülen orange, G25, 0,5 x 42 mm

Die *transcodent™ Einmal-Injektionskanülen Luer* zeichnen sich durch ihr fortschrittliches Design aus, das sowohl für Luer als auch für LuerLock Spritzen geeignet ist, sowie durch Vielseitigkeit und eine sichere Anwendung in der hypodermischen und zahnmedizinischen Anästhesie. Die Nadeln verfügen über einen 3-KantenLanzettenschliff, der das Eindringen in das Gewebe erleichtert und Schmerzen reduziert. Die Silikonisierung der Kanüle sorgt darüber hinaus für ein sanftes Gleiten, was den Patientenkomfort weiter erhöht. Diese Kombination macht transcodent Injektionskanülen zur bevorzugten Wahl für Zahnmediziner, die zuverlässige, komfortable Einmalkanülen für ihre Praxis suchen.

- 3-Kanten-Lanzettenschliff
- Luer-Lock Kunststoffsockel für Einwegspritzen
- Silikonisierte Kanüle
- EO sterilisiert