



INSIGHT Periapical Film

Papierpackung 150 Einzelfilme 3,1 x 4,1 cm, IP-21



Artikelnr.: 48114
Hersteller: Carestream HEALTH
Gewicht: 0.3 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 68 mm
Länge: 243 mm

€ 77,37

Zzgl. MwSt.

Papierpackung 150 Einzelfilme 3,1 x 4,1 cm, IP-21

Höchstempfindlicher Zahn-Röntgenfilm für die intraoralen Aufnahmen (Empfindlichkeitsklasse E/F). Bis zu 60 % geringere Strahlenbelastung im Vergleich zu Kodak Ultra-Speed. Höhere Stabilität bei der Verarbeitung. Ausgezeichnete Bildqualität mit sehr hohem Kontrast, ermöglicht dadurch höchste Detailerkennbarkeit. Der INSIGHT Film kann mit allen existierenden Röntgengeräten verwendet werden. Es ist keine TÜV-Abnahme erforderlich, da die Strahlendosis reduziert wird. Der Film ist sowohl für Hand- als auch für Maschinenentwicklung geeignet. Die besten Ergebnisse werden mit den Kodak Dental Readymatic Fertigchemikalien erzielt.