



## Astringedent™

Packung 30 ml IndiSpense-Spritze



Artikelnr.: 48229  
Hersteller: Ultradent Products  
Gewicht: 0.094 kg  
Höhe: 171 mm  
Breite: 54 mm  
Länge: 84 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 30 ml IndiSpense-Spritze

"Das Hämostatikum *Astringedent™* ist eine wässrige blutstillende Lösung mit 15,5 % Eisensulfat und einem pH-Wert von etwa 1,0.

„Äußerst empfehlenswert ? sowohl effektiv als auch einfach anzuwenden zur Kontrolle von Blutungen, Tissue Management und Pulpotomien. Bewertung+++++.“

*Astringedent™* eignet sich gut für eine Vielzahl zahnärztlicher und oralchirurgischer Verfahren zur Blutungsstillung. Das Hämostatikum *Astringedent™* kann verwendet werden, um durch Kontamination mit Sulkusflüssigkeit verursachte Undichtigkeiten bei direkten Bondingverfahren zu verhindern.

Das „klassische“ Hämostatikum

- Stoppt Blutungen in Sekundenschnelle
- Eliminiert Kontamination durch Sulkusflüssigkeit, für optimales Bonding
- Vermeidet teure Wiederholungsabformungen
- Von einem prominenten unabhängigen Forschungsinstitut als „UNVERZICHTBARES“ Produkt gelistet.

Hinweis: Die Hämostatika ViscoStat™ und *Astringedent™* sind visköser und sollten mit einem Metal Dento-Infusor™ Tip verwendet werden, da der Durchfluss durch den Blue Mini™ Dento-Infusor™ Tip aus Kunststoff geringer ist. Der Dento-Infusor Tip aus Kunststoff sollte für ein frisch abgeheiltes Epithel verwendet werden, da die weichere Spitze etwas schonender ist."