



MOLDASYNT®

Beutel 4,5 kg hellbraun



Artikelnr.: 48478
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 4.585 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 270 mm
Länge: 330 mm

€ 20,37

Zzgl. MwSt.

Beutel 4,5 kg Superhartgips hellbraun

Synthetischer Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von: Meistermodellen in der K + B Technik, Arbeitsmodellen in der partiellen Prothetik, Modellsocken, Gegenbißmodelle, hohe Detailgenauigkeit, hervorragende Dimensionsstabilität, ausgezeichnete Kantenstabilität und Härte, hohe Abrasions- und Bruchfestigkeit, sehr gute Verträglichkeit mit gängigen Abformmassen inkl. Hydrokolloide, vielseitig und wirtschaftlich bei hoher Qualität.