



## WL-Adapter Innenreinigung

Stück Edelstahl 04/G



Artikelnr.: 48855  
Hersteller: ALPRO MEDICAL  
Gewicht: 0.032 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 83 mm

**€ 31,63**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Adapter Edelstahl 04/G

WL-Adapter 02/G (Edelstahl): Adapter für alle Hand- und Winkelstücke mit ISO-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/ Desinfektion inkl. Instrumentenkopf.

WL-Adapter 03/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Sirona-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.

WL-Adapter 04/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Multiflex-(KaVo/SciCan) Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.

WL-Adapter 5/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit "Bien Air"-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inklusive Turbinenkopf.

WL-Adapter 06/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Roto-Quick-Schnittstelle (W&H) für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Turbinenkopf.

WL-Adapter 09/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit NSK-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inklusive Turbinenkopf.

WL-Adapter 10/G (Edelstahl): Adapter für Turbinen mit Morita-Schnittstelle für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inklusive Turbinenkopf.

WL-Adapter 11/G (Edelstahl): Adapter für ACTEON-AIR N GO Airpolisher Supra/Perio-Düse für die gesamte Innenreinigung/Desinfektion inkl. Instrumentenkopf.