



DUO DIACRYLIC Grinder

Stück HP, Figur 893, 19 mm, ISO 065



Artikelnr.: 48960
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 36 mm
Länge: 39 mm

€ 24,82

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer HP, Figur 893, 19 mm, ISO 065

Für das Vorschleifen von KFO- und Prothesenkunststoffen sowie das Bearbeiten von individuellen Abdrucklöffeln und weichen Basisplatten.

Die spezielle Diamantierung mit Spanbrechrillen gewährleistet einen großflächigen Kunststoffabtrag mit höchster Abtragleistung und geringer Wärmeentwicklung.

- Drehzahlbereich: 15.000 U/min.
- Kunststofftechnik