



PATTERN RESIN LS

Aktionspaket inklusive Aluständer



Artikelnr.: 49053

Hersteller: GC

Gewicht: 0.6 kg

Höhe: 195 mm

Breite: 88 mm

Länge: 186 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Aktionspaket 100 g Pulver, 105 ml Flüssigkeit, 2 Anmischbecher, 1 Pinsel Nr. 4, 1 Aluständer

Modellierkunststoff für Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klebebrücken, Palatinalbügeln, Klammern usw. Minimale Schrumpfung. Ausgezeichnete Festigkeit und kurze Abbindezeit. Keine Verformung dünnwandiger Käppchen. Verbrennt rückstandslos. Die Low Shrinkage Flüssigkeit minimiert die Schrumpfung noch einmal bis zu 50 %.