



## Fixtemp C&B 4:1

Packung 5 x 50 ml Doppelkartusche A3, 50 Mischkanülen hellblau

---



Artikelnr.: 49425  
Hersteller: Dreve Dentamid  
Gewicht: 0.76 kg  
Höhe: 101 mm  
Breite: 114 mm  
Länge: 234 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 5 x 50 ml Doppelkartusche A3, 50 Mischkanülen hellblau

Automatisch anmischbares Komposit im Mischverhältnis 4:1 zur Anfertigung von provisorischen Kronen und Brücken sowie In- und Onlays in überragender Qualität. Die Bruchfestigkeit ist unglaublich hoch, trotz einer nicht pulpschädlichen Temperaturentwicklung bei der intraoralen Abbindung. Das Sicherheitskartuschensystem gewährleistet eine schnelle und problemlose Applikation.