



## GC Fuji Varnish

Flasche 10,4 ml



Artikelnr.: 49651  
Hersteller: GC  
Gewicht: 0.071 kg  
Höhe: 60 mm  
Breite: 45 mm  
Länge: 46 mm

**€ 20,69**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 10,4 ml Fuji Varnish

Zur Oberflächenversiegelung oder als Feuchtigkeitsschutz für alle Glasionomermemente.

#### Vorzüge

- Hohe Fließfähigkeit
- Einfache Applikation
- Trocknen mit Luft
- Glatte Füllungsflächen