



Modellier Compositeinstrument n. Boer PolyFill

Stück Breite 1,6 mm



Artikelnr.: 49792

Hersteller: Carl Martin

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 47 mm

Länge: 230 mm

€ 31,92

Zzgl. MwSt.

Stück Modellierinstrument Breite 1,6 mm

Ein Spezialinstrument zum Ausmodellieren sehr feiner okklusaler Strukturen.

PolyFill

Ob Komposit, Compomer, Glas-Ionomere oder Ceromere, durch die Formgebung, eine spezielle Hochglanzpolitur im Elektrolyseverfahren (reduziert ein Festkleben des Füllungsmaterials), verfügen Sie mit PolyFill über eines der modernsten Instrumente im Bereich der Adhäsivtechnik.