



super etch

Flasche 15 ml Ätzelgel blau



Artikelnr.: 49818
Hersteller: SDI
Gewicht: 0.034 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 98 mm
Länge: 210 mm

€ 16,97

Zzgl. MwSt.

Flasche 15 ml Ätzelgel blau

37 % Phosphorsäure. Blaues, tixotropes Gel. Keine Beeinträchtigung des Adhäsivs. Auswahl an niedriger und hoher Viskosität. Schafft Mikroporen an der Schmelzoberfläche und entfernt die Schmierschicht um die Tubuli frei zu legen.