



Müller-Omicron Intraoraltip gelb

Packung 96 Stück



Artikelnr.: 49834
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 0.009 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 84 mm
Länge: 123 mm

€ 34,74

Zzgl. MwSt.

Packung 96 Intraoraltips

Intraoraltips für Aqium 3D LIGHT, Aqium 3D MEDIUM, betasil VARIO LIGHT FAST, betasil VARIO MEDIUM.
Verwendbar nur für die 50 ml Kartuschen.