



betasil® VARIO MEDIUM

Packung 2 x 50 ml Kartusche, 12 Mixing Tips rosa



Artikelnr.: 49840
Hersteller: Müller-Omicron
Gewicht: 0.27 kg
Höhe: 118 mm
Breite: 59 mm
Länge: 133 mm

€ 32,86

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Kartusche Silikon, 12 Mixing Tips rosa

Mittelfließendes additionsvernetzendes Silikon. Eine gute Hydrophilie und hohe Thixotropie bewirken ein optimales Anfließen und exakte Detailwiedergabe im feuchten Mundmilieu.

- Verarbeitungszeit: variabel bis 2 Min
- Mundverweildauer: 2 Min
- Mintaroma
- Abformtechnik: Doppelmischtechnik (einzeitig), Monophasenabformung, Korrekturabformung (zweizeitig)
- Farbe: flieder