



IPS e.max® Ceram

Dose 5 g Pulver zirliner 1



Artikelnr.: 50206
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 35 mm
Länge: 35 mm

€ 29,04

Zzgl. MwSt.

Dose 5 g Pulver zirliner 1

Die hochästhetische Nano-Fluor-Apatit-Glaskeramik *IPS e.max® Ceram* eignet sich aufgrund optimierter Kombination von tiefer Brenntemperatur und WAK zur Verblendung sowohl für die Presskeramik- als auch die CAD/CAM-geschliffenen Materialien des IPS e.max® Systems. Das durchgängige Schichtkonzept unterstützt die einheitliche und ausdrucksstarke ästhetische Erscheinung.