



## Membranbox

Stück medium



Artikelnr.: 50219  
Hersteller: Hager & Werken  
Gewicht: 0.074 kg  
Höhe: 25 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 100 mm

**€ 12,54**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Box medium

Transport- und Aufbewahrungsbox mit Innenmembran.

- Zwei Membranfolien halten den Inhalt schonend und gut sichtbar fest. Mit Sicherheitsverschluss
- Kein Klappern, da zwei Membranfolien auch kleinste Teile absolut schonend fixieren
- Small: für Einzelkronen, Inlays etc., 12 Stück, stapelbar, (H x B x T) 1,9 x 4 x 4 cm
- Medium: stapelbar, (H x B x T) 2,2 x 8,5 x 9 cm
- XXL: für zwei Modelle, stapelbar, (H x B x T) 4,8 x 19,2 x 9,2 cm