



Perma Sharp™ PGA

Packung 12 Stück violett, 45 cm, PGA, C-6, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, 18,7 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 50258
Hersteller: Hu-Friedy
Gewicht: 0.085 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 68 mm
Länge: 140 mm

€ 56,30

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien violett, Fadenlänge: 45 cm, PGA, C-6, 3/8 Kreis, schneidend, Rückstich, Bogenlänge: 18,7 mm, USP 4/0

Perma Sharp™ Nahtmaterial wurde speziell für dentale Anwendungen entwickelt und gestattet einen effizienten und zuverlässigen Wundverschluss.

PGA (gefärbt und ungefärbt) Dieses geflochtene Homopolymer der Glykolsäure hat eine gute Zugfestigkeit und gute Handhabungseigenschaften.

- Edelstahl der Serie 300, die ideale Legierung für zahnärztliche Nähnadeln, sorgt Stich für Stich für eine feste, scharfe Nadel
- Hergestellt aus einer festeren Legierungszusammensetzung, die eine höhere Duktilität gewährleistet – ein Biegen der Nadel führt seltener zu deren Bruch
- Die feinere Spitzegeometrie ermöglicht ein gleichmäßiges Eindringen ins Gewebe, bei dem bis zu 20 % weniger Kraft aufgewendet werden muss als bei anderen Nadeln
- Lasergebohrte Nadeln für geringere Gewebeschäden
- Geflochten
- Violett & Ungefärbt
- Resorbierbar - Festigkeitserhalt 17-21 Tage / PGA verliert nach 14-17 Tagen an Festigkeit und wird innerhalb von 90-120 Tagen resorbiert