



Dublierklebeband

Spenderbox 25 m Klebeband mit dickerem Klebestreifen



Artikelnr.: 50297
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.356 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 194 mm
Länge: 202 mm

€ 73,74

Zzgl. MwSt.

Spenderbox 25 m Klebeband mit dickerem Klebestreifen

Dubliermanschetten für das küvettenlose SILADENT-Dublierverfahren.

Wahlweise mit Sicherheitsdistanz-Klebefläche und dickerem Klebestreifen für einen größeren Abstand zwischen Modell und Dubliersilikon.