



Tetric® EvoCeram

Spritze 3 g A2



Artikelnr.: 50380
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.04 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 108 mm
Länge: 210 mm

€ 50,30

Zzgl. MwSt.

Spritze 3 g A2

Tetric® EvoCeram ist das universelle Composite für eine ausdrucksstarke Ästhetik im Front- und Seitenzahnbereich. Die Füllertechnologie von *Tetric® EvoCeram* kombiniert unterschiedliche Füller und Füllergößen auf optimale Weise.

Vorteile

- Universelles Nanohybrid-Composite für den Front- und Seitenzahnbereich
- Klinisch bewährt mit mehr als 100 Mio. gelegten Füllungen weltweit
- Lange verarbeitbar - dank patentiertem Licht-Controller
- Natürliche Farbanpassung für hochwertige Ergebnisse