



Wirobond 280-Co-Cr-Legierung, aufbrennfähig, nickelfrei Pa 1kg

Packung 1 kg



Artikelnr.: 51114
Hersteller: BEGO
Gewicht: 1.1 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 82 mm
Länge: 140 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Legierung

Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung - nickel- und berylliumfrei.

- *Wirobond® 280* setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten
- Extrem korrosionsbeständig durch optimales Zusammenwirken der unverzichtbaren Elemente Chrom und Molybdän
- Sehr gute Schmelz- und Gießeigenschaften
- Keine Langzeitabkühlung erforderlich*, auch nicht bei großen Spannen
- Sicherer Haftverbund mit Keramik
- Große Festigkeit bei allen Spannweiten, dadurch breiter Indikationsbereich
- Sichere Verarbeitung nach dem bewährten BEGO System
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 60,2 · Cr 25,0 · W 6,2 · Mo 4,8 · Ga 2,9 · Mn · Si